

Instructions for use

Operating temperatures : between 10°C and 40°C
Storage temperatures : between -20°C and 70°C
Keep out of the reach of children and animals.

Do not swallow.

If swallowed, call 112.

Warning: fragile (contains a glass tube).

Avoid contact with clothes.

Do not point at another person while deflating the bag.

In case of contact of the reactant with skin or eyes, rinse thoroughly with water.

This is a single-use breathalyser; it must be used only once, regardless of the results.

Dispose of the product once used.

Because the test contains chemical products in the reactive tube, you must dispose of the product with normal household waste. Check the expiry date is valid before use.

The results of the disposable breathalyser cannot be used to legally dispute those resulting from an official breath test. Decisions made by the driver, on the basis of the results of this test, remain his or her sole responsibility. With a blood alcohol content of 0,5 g/l of blood, the risk of a car accident is multiplied by three. The producer and distributors of this product cannot be held responsible for inappropriate use of the product and/or for failure to exercise the necessary precaution and correctly follow instructions.

Conseils d'utilisation

Températures d'utilisation : de 10°C à 40°C
Températures de stockage : de -20°C à 70°C
Ne pas laisser à la portée des enfants ou des animaux.

Ne pas avaler.

En cas d'ingestion, appeler le 112.

Attention fragile, tube de verre.

Ne pas mettre en contact avec les vêtements.


Ne pas orienter vers une personne lors du dégonflage. En cas de contact du réactif avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau.

Cet éthylotest est utilisable une seule fois quel que soit le résultat.


Ne pas conserver le produit usagé.

A jeter dans une poubelle après utilisation en raison de la présence de produits chimiques contenus dans l'éthylotest. S'assurer que la date de validité n'est pas dépassée.

Les résultats de ce test ne peuvent, en aucun cas être opposables à ceux obtenus lors de contrôles officiels. Les décisions prises par l'utilisateur, en fonction du résultat de ce test sont de sa seule et unique responsabilité. Avec une alcoolémie de 0,5 g/litre de sang, le risque d'accident routier est multiplié par trois. Le fabricant et ses distributeurs dégagent toute responsabilité si le produit est utilisé en dehors de sa destination ou si les précautions et le mode d'emploi ne sont pas respectés.

 **Caractéristiques certifiées selon la Norme NFX 20-702:2014** . Aptitude à l'usage . Qualités métrologiques
ÉTHYLOTEST CHIMIQUE 01/01 ETHYSC - 0,251 LNE, 1 rue Gaston Boissier, 75015 Paris - FRANCE - www.marque-nf.com


contralco
TESTS ET CONTRÔLES CERTIFIÉS
BP 23 • 34150 GIGNAC • FRANCE
Tél. 33(0)4 67 57 62 62 • Fax 33(0)4 67 57 68 12
www.contralco.com • info@contralco.com
Made in France • Patent pending



Instructions for Single-Use ALCOHOL BREATHALYSER

Wait at least 10 minutes after drinking alcohol or other substances (mouthwash, medicine...) before you take the breath test.

The maximum blood alcohol level is reached about 45 min to 60 min after last consuming alcohol.

Mode d'emploi ETHYLOTEST à usage unique

Attendre 10 min après la dernière ingestion d'alcool ou d'autres substances (spray, médicament...) avant d'effectuer un test.

L'alcoolémie maximale est atteinte 45 min à 60 min après le dernier verre d'alcool.



Remove the tube as shown.

Sortir le tube du ballon comme indiqué par la flèche.



Push the ends in as far as you can.

Enfoncer les embouts au maximum.



Blow up the bag with a single breath.

Gonfler le ballon de façon continue et sans interruption.



Insert the tube into the mouth of the bag.

Insérer le tube dans l'embout du ballon.



Press all the air out of the bag over a 15 second period, then remove the tube.

Vider le ballon en 15 secondes environ, puis retirer le tube.



- Wrap your hand around the tube. Depending on the colour of the round label on the right, keep the tube in your hand for the following amount of time:
White: 1 min. Red: 3 mins.

- Prenez le tube dans la main. Gardez le tube en main selon la durée indiquée par la couleur de la pastille ci-contre.
Blanc: 1 min - Rouge: 3 min.

Reading the result : Open your hand and immediately check the colour of the crystals !

Lecture du résultat : Ouvrez la main et regardez immédiatement les cristaux !

- RED colour = breath alcohol level greater or equal to 0,25 mg/litre of air equivalent to 0,5 g/litre of blood.
YOUR ALCOHOL LEVEL IS ABOVE THE LEGAL LIMIT: DO NOT DRIVE.

- No RED colour = breath alcohol level less than 0,25 mg/litre of air equivalent to 0,5 g/litre of blood.

- Coloration ROUGE = alcoolémie supérieure ou égale à 0,25 mg/L d'air équivalent à 0,5 g/litre de sang.

VOUS ÊTES EN INFRACTION : NE CONDUISEZ PAS.

- Pas de coloration ROUGE = alcoolémie inférieure à 0,25 mg/L d'air équivalent à 0,5 g/litre de sang.

